



LFEUI - Logbook 2

Estêvão Gomes (ist1102650) Sofia Nunes (ist1102633)

Pedro Curvo (ist1102716) Salvador Torpes (ist1102474)

7 December 2023

We arrived at Centro Tecnológico e Nuclear at 9:30 AM in the 9th of December to meet with investigators Rodrigo Mateus and Norberto Catarino.

1 Samples

We started by discussing the samples that we will be using during the day. In the previous session, we had already concluded that there would be two different types of samples: glass samples with lithium in their composition and also implanted samples. The latter consists of a thin layer of lithium implanted in an aluminium substrate. As for the glass samples, they are not available and we will simply use three different samples, each one with a different substance/material whose composition varies from sample to sample.

Samples	Description	Composition
1	Lithium fluoride	LiF
2	Lithium aluminate	LiAlO ₂
3	Implanted sample	Li implanted in Al

Table 1: Samples used in the experiment

We displayed the samples in a sample holder with the given order: in the lowest position the implanted sample, followed by lithium aluminate (LiAlO₂) and finally lithium fluoride (LiF). From top to bottom, we have samples 1 to 3 in the sample holder.

2 Experimental Procedure

First of all, we assembled the source holder like it is described in the previous section. So that we can do a calibration from the number of counts per channel to energy, we put an additional americium-241 source on the holder. Using a ruler, we measured the distance between the samples. We put the sample holder on a support and afterwards both of them inside a chamber. A vacuum machine was connected to the accelerator to reduce the pressure inside the accelerator.

Samples	Distance [cm]
Americium	1.5
LiF	3.3
LiAlO ₂	4.8
Implanted Li-7 in Al	6.0

Table 2: Distance between the samples in the sample holder

Afterwards, we started the procedure to turn on the TANDEM accelerator, according to the manuals provided. Firstly, we turned on the H⁺ duoplasmatron source of the accelerator as well as the magnets and lenses. Then, we opened the valves to propagate the vacuum throughout the entirety of the tubes.

In the control panel, we adjusted the angles of the lenses and the magnets current according to the manual, so that the beam would reach the samples. Then we turned on the camera next to the samples to observe if it was well adjusted. The beam wasn't rightly centred so we adjusted the angles and positions of the lenses until it was in the correct position. Finally, we used a collimator with a 2mm radius to collimate the beam.

We used a computer program to obtain the spectra of the different sources. To start, we obtained the spectrum of americium-241 in order to do a calibration posteriorly. Then we obtained the spectra of the different sources. The multichannel analyzer (MCA) utilized to acquire data was gradually set to 70 V and the angle between the top two detectors was 165°.

After obtaining the lithium spectra, we obtained the spectrum of boron as well. Boron can be detected in the middle of the sources since the encapsulation of the sources is made of boric acid.

Electromagnets adjustment: there are 3 magnets: - low energy switch magnet current - 1.7 A; - high energy switch 90° magnet current - 13.2 A; - second high energy switch magnet current - 14.4 A; 1315 keV

proton source adjustment - 15 A

Temos um feixe e conseguimos ver. ajustamos o feixe com os campos magnéticos e com o steering e com o electrostatic steerer no fim. Depois colimamos o nosso feixe através de métodos oftalmológicos. (colimador de raio 2mm)

Eletrónica de aquisição de dados a 70V, evoluindo gradualmente. O ângulo entre os detetores é 165° (valor q usamos no cálculo da energia) Offset porta alvos - 15mm Escrever a distância entre as amostras no alvo

Virar po porta alvos de costas para ter o amerício241 de frente de modo a calibrar

Desviar a amostra 18 mm de modo a ter a 1 amostra a contar de cima. Mudar o modo de aquisição de tempo para carga (tempo para a fonte radioativa para calibrar e carga para as fontes com lítio para o detetar) O encapsulamento das amostras é feito com ácido bórico pelo que a deteção de boro é no meio das amostras (pastilhas).

We left CTN at around 16:45 PM.

References

- [1] *CAMPUS TECNOLÓGICO E NUCLEAR, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa*. Estrada Nacional 10 (km 139,7), 2695-066 Bobadela LRS, Portugal.
- [2] Leonard C. Feldman and James W. Mayer. *Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis*. North-Holland, 1986.
- [3] International Atomic Energy Agency. *Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR)*. Nuclear Data Services. Retrieved from <https://www-nds.iaea.org/exfor/iband1.htm>.
- [4] Kenneth S. Krane. *Introductory Nuclear Physics*. John Wiley & Sons, Inc., 1988.
- [5] *Nuclear Reaction Analysis (NRA) Energy Calculator*. <https://www.se.ctn.tecnico.ulisboa.pt/FisNuclear/NRA.html>.